

## Klarspüler

- \* 1-2 TL Kalklöser
- \* ca. 50 ml EM-Mikrorein
- \* ca. 50 ml klarer Schuaps
- \* optional: 1 Hub EM-Spüli

Reicht für eine Füllung des Klarspültachs



## Klarspüler

- \* 1-2 TL Kalklöser
- \* ca. 50 ml EM-Mikrorein
- \* ca. 50 ml klarer Schuaps
- \* optional: 1 Hub EM-Spüli

Reicht für eine Füllung des Klarspültachs



## Klarspüler

- \* 1-2 TL Kalklöser
- \* ca. 50 ml EM-Mikrorein
- \* ca. 50 ml klarer Schuaps
- \* optional: 1 Hub EM-Spüli

Reicht für eine Füllung des Klarspültachs

## Spülmittel

- \* 1-2 Hübe EM-Spüli
- \* 1 Teelöffel Kalklöser
- \* 1 Teelöffel Natron
- \* 1 Teelöffel Sauerstoffbleiche

Rezeptur kann beliebig angepasst und ohne EM-Spüli auf Vorrat gemischt werden



## Spülmittel

- \* 1-2 Hübe EM-Spüli
- \* 1 Teelöffel Kalklöser
- \* 1 Teelöffel Natron
- \* 1 Teelöffel Sauerstoffbleiche

Rezeptur kann beliebig angepasst und ohne EM-Spüli auf Vorrat gemischt werden



## Spülmittel

- \* 1-2 Hübe EM-Spüli
- \* 1 Teelöffel Kalklöser
- \* 1 Teelöffel Natron
- \* 1 Teelöffel Sauerstoffbleiche

Rezeptur kann beliebig angepasst und ohne EM-Spüli auf Vorrat gemischt werden

